	**GEL CONDUTOR**
DESCRIÇÃO	Produto especialmente recomendado para uso como meio de contacto para transmissão ultrassónica.
PROPRIEDADES	Não ataca a sonda; pH neutro. Torna o gel totalmente inofensivo à pele do paciente; Devido à sua consistência, não escorre, facilitando o exame e economizando gel; Não tem cheiro desagradável que costuma impregnar a pele dos pacientes; Não é gorduroso o que o torna facilmente absorvível por guardanapos de papel, algodão ou qualquer outro tecido, favorecendo sua remoção após o exame.
MODO DE EMPREGO	Aplicar a quantidade desejada de modo a facilitar movimento da sonda do ultrassom.
HIGIENE E SEGURANÇA	Uso externo. Não ingerir. Armazenar à temperatura ambiente.
CARACTERÍSTICAS	Estado físico a 20ºC: Líquido Aspeto: Gel Cor: Incolor Odor: Inodoro pH: [6,0-7,0] Propriedade de solubilidade: Solúvel em água **PRODUTO BIODEGRADÁVEL**
EMBALAGEM	2x5L (com frasco de 0,18L com bico doseador)

USO PROFISSIONAL

A informação deste folheto é segundo o nosso critério correto. No caso de não serem respeitadas as corretas condições de utilização dos produtos, não nos responsabilizamos pelas consequências da sua utilização.

INTERHIGIENE - Indústria de Produtos de Higiene, Lda.
Rua General Humberto Delgado, Nº 588 | 4765-546 Serzedelo, GMR | Guimarães - Portugal
Tel.: +351 808 236 236 | Fax: +351 253 479 829 | geral@interhigiene.pt